



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## **NEBULIZADOR PORTÁTIL**

**Marca:** FOLEE

**Modelo:** W003

### **INFORMACIÓN DETALLADA:**

El nebulizador de compresión de aire está desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otros trastornos respiratorios. Crea una corriente de aire que viaja a través del tubo transparente hacia el nebulizador. Cuando el aire ingresa al nebulizador, convertirá la medicación prescrita en neblina de aerosol para facilitar la inhalación.



511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

### **Especificaciones Técnicas:**

- Capacidad de Nebulización: 6 ~ 8 lpm
- Máxima Tasa de nebulización: 0,2 ml/min
- Tamaño de la partícula: 0.5 a 10  $\mu\text{m}$
- Tamaño medio de partícula: 4  $\mu\text{m}$
- Velocidad del Flujo de la Bomba:  $\geq 10$  L/min
- Presión de salida:  $\geq 0.15$  Mpa
- Ruido:  $\leq 65$  dB
- Potencia de consumo: 180VA
- Dimensiones (mm): 300 x 180 x 115
- Peso: 2.1 Kg
- Alimentación: 220V / 60 Hz



511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)